

ハイブリッドHDF対応

JMS 透析用コンソール

GC-X01

ジェイ・エム・エスでは、オンラインHDFとI-HDFを
組み合わせて行う療法を「ハイブリッドHDF」と称しています。

定評のあるシンプルな操作性を充実させ
多彩な HDF 療法への対応と、
安全性の向上を実現しました。

自動機能

- 自動プライミング*1
- 脱血補助機能
- 急速補液機能*2
- 返血補助機能*2
- 抜液機能

高機能化

- 代表表示灯 5 色タイプ*3
- 停電時緊急返血機能
- ダイアライザ入口側透析液圧計*3
- 透析液自動流量調整機能
- BVプロ機能*3

HDF 機能

- I-HDF 機能
- オンライン HDF 機能*3 (Qs コントロール)
- ハイブリッド HDF 機能*3
(オンライン HDF + I-HDF)



Since 2005

JMS
清浄化
システム

*1 オンライン自動機能の自動プライミングはオプションです。
*2 生食自動およびオンライン自動機能の急速補液・返血補助
機能はオプションです。
*3 オプション機能です。

医療機器承認番号 22900BZX00114000
一般名称 多用途透析装置
販売名 JMS 透析用コンソール GC-X01

JMS レーザ血流計 ポケット LDF
POCKET LDF

いつでも手軽に、正確な測定を



非侵襲
に計測

ポケット
サイズ

血流量の
リアルタイム
表示

販売名: ポケット LDF
管理医療機器 / 特定保守管理医療機器
医療機器承認番号: 22600BZX00424000